

手軽に熱成形が可能、フィット感と衝撃吸収性に優れた
ショックドクターマウスガードのベーシックモデル

マルチレイヤー構造

従来のマウスガードよりフィット感と保護機能に優れたマルチレイヤー構造
着用時もラクに呼吸ができる設計

ショックアブソービング バンパー

衝撃吸収バンパーが優れた衝撃吸収性を実現

■ラテックスフリー

■歯科矯正器具との併用可能

(使用方法によっては破損の恐れがあります)

成形方法

※ 熱湯を使用します。また、成形時はマウスガード本体が熱くなるので、やけどには十分注意してください。

- ① 深めの容器に90℃のお湯を注ぎ、その中にマウスガードを12秒間浸します。
- ② マウスガードを箸、またはスプーンで取り出してください。
- ③ 唇を水で湿らせてから上の歯にマウスガードをはめます。しっかりと奥歯で噛みしめたあと、前歯で噛みしめます。
- ④ 舌でマウスガードを上歯に押し付け、口を閉じて強く吸って空気や水分を取り除いてください。同時に外側から指で歯茎に沿ってマウスガードをしっかりと押し付けてください。
- ④ マウスガードを口から取り出す前に水を口に含んでください。
形を定着させます。
- ⑤ 水を吐き出したあと、マウスガードを取り出し、水で30秒間冷やします。
- ⑥ ぴったりと合わない場合は、①からやり直してください。

※ 歯がマウスガードを突き抜ける場合がありますので、成形の際は必要以上に強く噛み締めないようご注意ください。

※ 歯を治療中の方は、成形・装着・着脱時に損傷を与える可能性があります。ゆっくりと注意しながら取り扱ってください。

※ 就寝時は、飲み込む恐れがありますので使用しないでください。

※ 万一飲み込んだ際は、すぐに医師の指示をおおいください。